

Référence : PRA PR IN 001

Version : 1.0

Rédacteur : Meriam BEN OTHMEN

Validation : Sami DHAOUADI

Date : 18/03/2013

Approbateur : Dr.Hamdi DHAOUADI

Date : 18/03/2013

1^{ère} étape : Prélever le sang par la seringue

2^{ème} étape : Remplir les 3 tubes jusqu'au trait noir indiqué sur les tubes (mauve, rouge et gris)



Trait noir

NB : A ne pas dépasser le trait noir