



Référence : PRA PR IN 002	Version : 1.0	
Rédacteur :	Habiba MOUSSA	
Validation :	Sami DHAOUADI	Date : 11/10/2012
Approbateur :	Dr Hamdi DHAOUADI	Date : 11/10/2012

Principales indications :

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.

Préconisations de prélèvement

- Au lever :
 - Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
 - Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de départ du recueil
- Pendant 24 heures :
 - Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu'à l'heure indiquée au départ.
 - ❑ Si émission d'urines pendant la nuit : les récupérer aussi dans le flacon.
 - ❑ Si le flacon ne suffit pas, continuer le recueil dans une bouteille d'eau minérale vide.

Identifier le(s) flacon(s) avec votre nom et prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire

Transport au laboratoire

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les **plus brefs délais** (maximum 2 heures après la fin du recueil).