

Référence : PRA PR IN 002		Version : 1.0
Rédacteur :	Habiba MOUSSA	
Validation :	Sami DHAOUADI	Date : 11/10/2012
Approbateur :	Dr Hamdi DHAOUADI	Date : 11/10/2012

**Principales indications:**

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures

**Préconisations de prélèvement**

- 3 heures avant le lever habituel :
  - Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
  - Boire un grand verre d'eau.
  - Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire
  - Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.
- 3 heures après (le plus exactement possible):
  - Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
  - Noter l'heure sur le flacon.
- Identifier le flacon avec votre nom et prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais**.

Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

**Transport au laboratoire**

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **4 heures**. Il peut être conservé à +4°C.